

Anticuerpo Monoclonal Anti-Creb3L2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q70Sy1

Número de artículo: CM0005660

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CREB3L2 humano (BBF2H7). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CREB3L2 humano, de ratón y de rata (57 kDa). Adecuado para investigación de estrés reticular y condrogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CREB3L2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BBF2H7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64764
GeneID	64764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-247 de CREB3L2 humano (NP_001240704.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q70SY1
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo