

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Creb3L2 Para Wb, Elisa - Q70Sy1

Número de artículo: CM0018293

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CREB3L2 validado para WB y ELISA. Detecta CREB3L2 humano y de ratón, un factor de transcripción de 57kDa sensible al estrés del retículo endoplásmico implicado en la condrogénesis y la UPR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CREB3L2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BBF2H7; CREB3L2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64764
ID de Gen	64764
Inmunógeno	Proteína recombinante - Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-247 del CREB3L2 humano (NP_001240704.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q70SY1
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo