

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crebzf Para Wb Y Elisa - Q9Ns37

Número de artículo: CM0028318

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CREBZF validado para Western blot e ELISA. Detecta el factor de transcripción CREB/ATF bZIP en humanos, ratón y rata, involucrado en la regulación transcripcional y la supresión del HSV. Ideal para estudios de expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CREBZF
Observaciones/Alias	ZF; SMILE; CREBZF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	58487
GeneID	58487
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NS37
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo