

Anticuerpo Policlonal Anti-Creld1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hd1

Número de artículo: CM0012892

Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-CRELD1 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con CRELD1 humano, de ratón y rata (45 kDa), una proteína disulfuro isomerasa involucrada en la localización de AChR. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRELD1 Rabbit pAb
Notas/Alias	AVSD2; CIRRIIN; CRELD1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	78987
GeneID	78987
Inmunógeno	Péptido Sintético (péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de CRELD1 humano (NP_056328.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96HD1
Peso de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo