


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crh Para Wb Y Elisa - P06850

Número de artículo: CM0018425



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la hormona liberadora de corticotropina (CRH) humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación del estrés y neuroendocrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	CRH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRF; CRH1; CRH
Especie	Humano
GenelD (humano)	1392
GenelD	1392
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-194 de la CRH humana (NP_000747.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06850
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo