

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crhbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24387

Número de artículo: CM0025299

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRHBP humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización de CRH/urocortina y la regulación del eje HPA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRHBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRFBP; CRF-BP; CRHBP
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1393
GenelD	1393
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-322 de la CRHBP humana (NP_001873.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24387
Peso de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo