

Anticuerpo Policlonal Anti-Crip1 Para Wb Y Elisa - P50238

Número de artículo: CM0030453

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CRIP1 humano (proteína rica en cisteína 1), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante de longitud completa. Para la investigación del transporte de zinc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRIP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	CRHP; CRIP; CRP1; CRP-1; CRIP1
Especie	Humano
GeneID	1396
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-77 del CRIP1 humano (NP_001302.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50238
Peso Proteico	9 kDa
Envío	Bolsa de hielo