


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crip2 Para Wb, Elisa - P52943

Número de artículo: CM0025469



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRIP2 (ESP1) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la proteína rica en cisteína 2 en el corazón y otros tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRIP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRIP; CRP2; ESP1; CRIP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1397
GeneID	1397
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-208 de CRIP2 humano (NP_001303.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52943
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo