


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crisp2 Para Wb, Elisa - P16562

Número de artículo: CM0027535



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a CRISP2 humano (CT36/TPX1). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre capacitación espermática y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRISP2 Rabbit pAb
Notas/Alias	CT36; TPX1; TSP1; GAPDL5; CRISP-2; CRISP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7180
GeneID	7180
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-243 de la CRISP2 humana (NP_003287.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P16562
Peso de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo