

Anticuerpo Policlonal Anti-Crispld2 Para Wb Y Elisa - Q9H0B8

Número de artículo: CM0016112

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRISPLD2 humano, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la función de CRISPLD2 en el ensamblaje de matriz y la biología de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRISPLD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LGL1; CRISP11; LCRISP2; CRISPLD2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	83716
ID del gen	83716
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 140-430 de CRISPLD2 humano (NP_113664.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H0B8
Peso molecular	56kDa
Envío	Bolsa de hielo