


Anticuerpo Policlonal Anti-Crk/Crkii Para Wb, Elisa - P46108

Número de artículo: CM0024625



Introducción

CamelBio ofrece anticuerpo policlonal de conejo anti-CRK/CRKII para aplicaciones de Western blot y ELISA. Detecta CRK humano y de ratón, siendo adecuado para estudiar la señalización de adhesión celular, migración y fagocitosis. SWISS: P46108.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CRK/CRKII
Observaciones/Alias	p38; CRKII; CRK/CRKII
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1398
ID del Gen	1398
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-304 de CRK/CRKII humano (NP_058431.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46108
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo