

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crkl (Fosfo-Tyr207) Para Wb, Elisa - P46109

Número de artículo: CM0001054



Introducción

El pAb de conejo anti-Fosfo-CRKL-Y207 es un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la CRKL fosforilada (Tyr207) de origen humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio de la transducción de señales intracelulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Fosfo-CRKL-Y207
Observaciones / Alias	CRKL; Fosfo-CRKL-Y207
Especie	Humano
GeneID	1399
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético fosforilado alrededor del residuo Y207 de la CRKL humana (NP_005198.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P46109
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo