

Anticuerpo Policlonal Anti-Crkl Para Wb, Elisa - P46109

Número de artículo: CM0014892



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRKL humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con CRKL humano y de ratón. Adecuado para la investigación de la transducción de señales y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CRKL
Observaciones/alias	CRKL
Especie	Humana
GeneID (humano)	1399
GeneID	1399
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Porcino
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	P46109
Peso proteico	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo