

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crkl Para Wb Y Elisa - P46109

Número de artículo: CM0017464



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRKL validado para WB y ELISA. Detecta la proteína similar a Crk (34 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CRKL
Observaciones/Alias	CRKL
Especie	Humana
GeneID (humano)	1399
GeneID	1399
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-303 de CRKL humano (NP_005198.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P46109
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo