

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crlf2 Para Wb, Elisa - Q9Hc73

Número de artículo: CM0015014



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRLF2 (receptor de TSLP), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios del sistema hematopoyético y de señalización por citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CRLF2
Observaciones/Alias	CRL2; TSLPR; CRLF2Y; CRLF2
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	64109
ID del gen	64109
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-231 de la CRLF2 humana (NP_071431.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HC73
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo