

Anticuerpo Monoclonal Anti-Crm1/Xpo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O14980

Número de artículo: CM0003339



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CRM1/XPO1 humano (Exportin-1). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la exportación nuclear y las interacciones huésped-virus. Materia prima IVD de alta calidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRM1/XPO1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	emb; CRM1; exp1; CRM-1; Exportin 1; CRM1/XPO1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7514
ID de Gen	7514
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 972-1071 del CRM1/XPO1 humano (O14980).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14980
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo