

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crm1/Xpo1 Para Wb Y Elisa - O14980

Número de artículo: CM0016232



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Exportina-1 humana (CRM1/XPO1), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Adecuado para investigación de exportación nuclear e interacciones virus-huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CRM1/XPO1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	emb; CRM1; exp1; CRM-1; CRM1/XPO1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7514
ID del Gen	7514
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14980
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo