


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Crmp1 Para Wb Y Elisa - Q14194

Número de artículo: CM0004780



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a CRMP1 humano (DRP1, CRMP-1), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata; PM predicho ~62 kDa. Ideal para la investigación de guía axonal y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRMP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DRP1; DRP-1; CRMP-1; DPYSL1; ULIP-3; CRMP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1400
GeneID	1400
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 del CRMP1 humano (Q14194).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q14194
Peso Proteico	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo