


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crmp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14194

Número de artículo: CM0019045



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CRMP1 validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Dirigido a la proteína 1 relacionada con dihidropirimidinas de 62kDa involucrada en la guía axonal y la remodelación del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRMP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DRP1, DRP-1, CRMP-1, DPYSL1, ULIP-3, CRMP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1400
ID del Gen	1400
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-540 de CRMP1 humano (NP_001304.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14194
Peso Molecular de la Proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo