


Anticuerpo Monoclonal Anti-Crmp2/Dpysl2 Para Wb, If-P, Elisa - Q16555

Número de artículo: CM0012200



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CRMP2/DPYSL2 humano (UniProt Q16555). Validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudios del desarrollo neuronal, la orientación axonal y el citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] mAb de conejo contra CRMP2/DPYSL2
Observaciones/alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1808
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 473-572 de CRMP2/DPYSL2 humano (Q16555)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q16555
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo