


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crmp2/Dpysl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16555

Número de artículo: CM0018289



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CRMP2/DPYSL2, validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para el estudio del desarrollo neuronal, la guía de axones y la función de CRMP2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] CRMP2/DPYSL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1808
ID de gen	1808
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de CRMP2/DPYSL2 humano (NP_001377.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16555
Peso de la proteína	62kDa
Envío	Bolsa de hielo