


Anticuerpo Monoclonal Anti-Crmp3/Dpysl4 Para Wb, Elisa - O14531

Número de artículo: CM0003414



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-CRMP3/DPYSL4 validado para Western blot y ELISA. Reconoce especies humana y de rata. Ideal para investigar la guía axonal, el colapso del cono de crecimiento neuronal y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRMP3/DPYSL4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CRMP3; DRP-4; ULIP4; CRMP3/DPYSL4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10570
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CRMP3/DPYSL4 humano (O14531)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	O14531
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo