


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Crmp5/Dpysl5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpu6

Número de artículo: CM0010991



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a CRMP5/DPYSL5 (Proteína relacionada con dihidropirimidinas 5), validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de neurociencia sobre la regulación del crecimiento de dendritas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CRMP5/DPYSL5 mAb de Conejo                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | CV2; CRAM; CRMP5; RTSC4; Ulip6; CRMP-5; CRMP5/DPYSL5                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                     |
| GeneID (humano)     | 56896                                                                                                                                      |
| GeneID              | 56896                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 465-564 del CRMP5/DPYSL5 humano (Q9BPU6). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9BPU6                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 61kDa                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |