

Anticuerpo Policlonal Anti-Crnn De Conejo (Wb, Elisa) - Q9Ubg3

Número de artículo: CM0030065

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CRNN validado para Western blot y ELISA; reacciona con Cornulina humana y de ratón. Ideal para estudiar la proliferación celular y la biología del epitelio escamoso. - Q9UBG3

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CRNN
Observaciones/Alias	DRC1; PDRC1; SEP53; C1orf10; CRNN
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	49860
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 396-495 de la CRNN humana (NP_057274.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UBG3
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo