

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crot Para Wb, Ip, Elisa - Q9Ukg9

Número de artículo: CM0027774

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CROT validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Reconoce la carnitina O-octanoiltransferasa peroxisomal (70 kDa), una enzima clave en la beta-oxidación de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CROT Rabbit pAb
Notas / Alias	COT; CROT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54677
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-87 de la CROT humana (NP_001230674.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKG9
Peso molecular de la proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo