


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crtc1 Para Wb Y Elisa - Q6Uuv9

Número de artículo: CM0014375



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CRTC1 validado para WB y ELISA. Detecta CRTC1 humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la señalización de CREB, la L-LTP y el reloj circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRTC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAML2; MECT1; Mam-2; TORC1; TORC-1; WAMTP1; CRTC1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23373
ID del gen	23373
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de CRTC1 humano (NP_056136.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q6UUV9
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo