

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crtc2 Para Wb, Elisa - Q53Et0

Número de artículo: CM0014401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CRTC2 humano (TORC2), validado para Western blot y ELISA. Detecta una banda de 73 kDa; adecuado para investigación en señalización CREB, gluconeogénesis y regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CRTC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TORC2; TORC-2; CRTC2
Especie	Humano
GeneID (humano)	200186
GeneID	200186
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 16-126 del CRTC2 humano (NP_859066.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q53ET0
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo