

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crx Para Wb, If-P, Elisa - O43186

Número de artículo: CM0024761



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo frente a la proteína homeobox de cono-vástago humana (CRX). Validado para Western blot, inmunofluorescencia (parafina) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en regulación de genes de fotorreceptores y desarrollo retinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRD; LCA7; OTX3; CORD2; CRX
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	1406
ID del gen	1406
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del CRX humano (NP_000545.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O43186
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo