

Anticuerpo Policlonal Anti-Cry1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16526

Número de artículo: CM0013192

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la CRY1 (Criptocromo-1) humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de ritmos circadianos. 66 kDa, enviado en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRY1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	DSPD; PHLL1; CRY1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	1407
GeneID	1407
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 496-586 de la CRY1 humana (NP_004066.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16526
Peso de la proteína	66 kDa
Envío	Bolsa de hielo