

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cry2 Para Wb, Elisa - Q49An0

Número de artículo: CM0029115

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CRY2 humano, un represor clave del reloj circadiano. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del ritmo circadiano y el metabolismo. Banda esperada a 67 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRY2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HCRY2, PHLL2, CRY2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1408
GeneID	1408
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-300 de CRY2 humano (NP_066940.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q49AN0
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo