

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cry2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q49An0

Número de artículo: CM0015185

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CRY2 humano (67kDa), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce CRY2 humano y de rata. Adecuado para investigación del reloj circadiano, regulación de la transcripción y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRY2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HCRY2; PHLL2; CRY2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1408
GeneID	1408
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 455-614 de CRY2 humano (NP_066940.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q49AN0
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo