


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cryaa Para Wb, If-P, Elisa - P02489

Número de artículo: CM0010680



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CRYAA humano (cadena A de alfa-cristalina/HspB4). Validado para WB, IF-P y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biología del cristalino y función de chaperona.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CRYAA mAb de Conejo                                                                                                        |
| Observaciones/Alias | CRYA1; HSPB4; CTRCT9                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                     |
| GenelD (Humano)     | 1409                                                                                                                       |
| GenelD              | 1409                                                                                                                       |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 6-95 de CRYAA humano (P02489) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P02489                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 20kDa                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                             |