


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cryaa Para Wb, If-P, Elisa - P02489

Número de artículo: CM0028545



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cadena A de alfa-cristalina (CRYAA; HSPB4) validado para WB, IF-P y ELISA en humano, ratón, rata y pez cebra. Adecuado para investigación de biología del cristalino y función de chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRYAA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRYA1; HSPB4; CTRCT9; CRYAA
Especie	Humano
ID del gen	1409 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-173 de la CRYAA humana (NP_000385.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata, Pez cebra
SWISS	P02489
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo