


Anticuerpo Policlonal Anti-Cryab Para Wb Y Elisa - P02511

Número de artículo: CM0018068



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-CRYAB (de conejo) validado para WB y ELISA, que reacciona con CRYAB de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en biología de las cristalinas y respuestas al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRYAB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MFM2; CRYA2; CTPP2; HSPB5; CMD1II; CTRCT16; HEL-S-101; CRYAB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1410
GeneID	1410
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 de CRYAB humano (NP_001876.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02511
Peso de la Proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo