


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cryab Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02511

Número de artículo: CM0004790



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la CRYAB humana (Cadena alfa-cristalina B), validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para el estudio de la actividad chaperona y la biología del cristalino en investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CRYAB
Observaciones/Alias	MFM2, CRYA2, CTPP2, HSPB5, CMD1II, CTRCT16, HEL-S-101, CRYAB
Especie	Humana
GenelD (humano)	1410
GenelD	1410
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 76-175 de la CRYAB humana (P02511).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P02511
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo