

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crybb1 Para Wb, Elisa - P53674

Número de artículo: CM0025149



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CRYBB1 humana (beta-cristalina B1), validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios de proteínas del cristalino y análisis de variantes de enfermedades de cataratas. Reacciona de forma cruzada con ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRYBB1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CATCN3; CTRCT17; CRYBB1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1414
ID de Gen	1414
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-252 de la CRYBB1 humana (NP_001878.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P53674
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo