


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crybb2 Para Wb, Elisa - P43320

Número de artículo: CM0026541



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la beta-cristalina B2 (CRYBB2). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA, detecta CRYBB2 endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Peso molecular ~23 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRYBB2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCA2, CRYB2, CRYB2A, CTRCT3, D22S665, CRYBB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1415
GeneID	1415
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de la CRYBB2 humana (NP_000487.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43320
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo