

Anticuerpo Policlonal Anti-Crygc Para Wb, If/Icc, Elisa - P07315

Número de artículo: CM0030317



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la gamma-cristalina C humana (CRYGC). Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de proteínas del cristalino y cataratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRYGC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CCL; CRYG3; CTRCT2; CRYGC
Especie	Humano
GeneID (humano)	1420
GeneID	1420
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07315
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo