


Anticuerpo Policlonal Anti-Crygs Para Wb, Elisa - P22914

Número de artículo: CM0026749



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la CRYGS humana (gamma-cristalina S). Apto para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada demostrada en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de proteínas del cristalino y cataratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CRYGS
Observaciones/Alias	CRYG8; CTRCT20; CRYGS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1427
GeneID	1427
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-178 de la CRYGS humana (NP_060011.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22914
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo