

Anticuerpo Policlonal Anti-Crym Para Wb, Elisa - Q14894

Número de artículo: CM0030903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CRYM (cristalina mu-cetimina reductasa), validado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en metabolismo y sordera.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRYM Conejo pAb
Observaciones/Alias	THBP; DFNA40; CRYM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1428
GeneID	1428
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-314 de CRYM humano (NP_001879.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14894
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo