

Anticuerpo Policlonal Anti-Cryz Para Wb Y Elisa - Q08257

Número de artículo: CM0019456



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CRYZ (cristalina zeta), validado mediante KO. Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Útil para la investigación de la estabilización del ARNm, la quinona reductasa y la detoxificación. SWISS Q08257.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] CRYZ Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRYZ; YZ
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1429
ID del gen	1429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-329 de CRYZ humano (NP_001123514.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q08257
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo