

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cryz Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08257

Número de artículo: CM0018014



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CRYZ humano (cristalina zeta/reductasa de quinonas NADPH). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre la estabilidad del ARNm, la detoxificación de quinonas y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CRYZ Rabbit pAb
Observaciones/alias	CRYZ
Especie	Humano
GeneID (humano)	1429
GeneID	1429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-329 de CRYZ humano (NP_001123514.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q08257
Peso molecular	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo