

Anticuerpo Policlonal Anti-Cs Para Wb, If/Icc, Elisa - 075390

Número de artículo: CM0025551



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CS humana (citrato sintasa, mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar el ciclo de Krebs y el metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CS
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1431
ID de Gen	1431
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 167-466 de la CS humana (NP_004068.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075390
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo