

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csad Para Wb Y Elisa - Q9Y600

Número de artículo: CM0017207



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CSAD humano (decarboxilasa de ácido cisteico), para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la biosíntesis de taurina y estudios de hígado/cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSAD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CSD; PCAP; CSAD
Especie	Humano
GeneID (humano)	51380
GeneID	51380
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 371-520 del CSAD humano (NP_057073.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y600
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo