


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Csde1 Para Wb, Elisa - 075534

Número de artículo: CM0002503



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CSDE1 (proteína E1 que contiene dominio de choque frío), validado para WB y ELISA. Ideal para estudios de degradación de ARNm y regulación traduccional, con reactividad cruzada para humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CSDE1 Rabbit mAb
Notas / Alias	UNR; DIS155E; CSDE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7812
GeneID	7812
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la CSDE1 humana (NP_009089.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75534
Peso molecular de la proteína	89kDa
Envío	Bolsa de hielo