


Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Csf1 Para Wb Y Elisa - P09603

Número de artículo: CM0020321



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra el CSF1 humano (M-CSF) está validado para WB y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata, y detecta una proteína de ~60 kDa. Es útil para estudios de diferenciación de macrófagos y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCSF; CSF-1; CSF1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1435
ID del Gen	1435
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-190 del CSF1 humano (NP_757351.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09603
Peso de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo