


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csf1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P09603

Número de artículo: CM0015059



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CSF1 validado para WB, IF/ICC y ELISA con muestras humanas. Esencial para estudios del factor 1 estimulante de colonias de macrófagos en la diferenciación hematopoyética, la inmunidad innata y el desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CSF1
Observaciones/alias	MCSF; CSF-1; CSF1
Especie	Humana
GeneID	1435
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-190 de CSF1 humano (NP_757351.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P09603
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo