

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csf2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04141

Número de artículo: CM0029946



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CSF2 humano (GM-CSF), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno de la región N-terminal. Ideal para investigación hematopoyética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CSF2
Observaciones/Alias	CSF; GMCSF; CSF2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1437
ID del gen	1437
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04141
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo