

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csf2Ra Para If/Icc, Elisa - P15509

Número de artículo: CM0027269



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el CSF2RA humano (receptor alfa de GM-CSF). Validado para IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de células hematopoyéticas y receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CSF2RA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha; CSF2RA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1438
GeneID	1438
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-150 del CSF2RA humano (NP_001155001.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P15509
Peso proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo