

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csf2Rb Para Wb, Elisa - P32927

Número de artículo: CM0013860



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CSF2RB humano (CD131), adecuado para western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Facilita la investigación de las vías de señalización de IL-3, IL-5 y GM-CSF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CSF2RB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR; CSF2RB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1439
GeneID	1439
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-443 de CSF2RB humano (NP_000386.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P32927
Peso molecular de la proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo